

ISTRUZIONI D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE DI DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA (DMSM) : **PROTESI PROVVISORIA**

Descrizione del dispositivo :

PROVVISORIO SUP DA 25 A 17
15 E 16 SU IMP.

Identificativo paziente :

ROSSATO CINZIA 1

Identificazione del dispositivo (Lotto n°)



★ 2 J 4 D 7 C 5 D 8 ★

Il dispositivo fornito è stato sviluppato e prodotto per assicurare la massima funzionalità, confortevolezza, sicurezza ed azione in funzione delle caratteristiche del caso specifico e compatibilmente con l'attuale sviluppo tecnologico. Come per tutti i tipi di dispositivo medico dentale, esistono alcune regole basilari da seguire, per proteggere ed accrescere la qualità delle Vostre funzioni masticatorie.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE SI GARANTISCE UNA PROTESI PROVVISORIA PER 45 GIORNI.

1. E' necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro della protesi;
2. Eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste e la corretta, se prevista, rimozione e applicazione nonché attivazione della stessa secondo le indicazioni ricevute;
3. Eseguire i controlli periodici così come previsto dal medico;
4. Utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati;
5. Nel caso di percezione di un problema, rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia.

Risulta pertanto essenziale riconoscere la **VOSTRA RESPONSABILITA' NEL SEGUIRE CORRETTE NORME DI UTILIZZO, COSI' COME I SUGGERIMENTI DEL VOSTRO MEDICO E QUELLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI D'USO.**

- E' possibile il verificarsi decolorazioni, in tal caso rivolgersi al medico.
- Con utilizzi prolungati è possibile il verificarsi di una usura eccessiva dei materiali. Rivolgersi al proprio medico.
- Con taluni materiali potrebbero verificarsi effetti estetici indesiderati in particolari condizioni di luminosità
- Nei provvisori mobili si possono manifestare decubiti; in tal caso sarà necessario un pronto ricontrollo medico.
- Predisporre al fatto che si potrebbero manifestare sintomi di rigetto.
- Per effetti collaterali non contemplati rivolgersi immediatamente al proprio medico per una verifica dei disturbi.

Avvertenze per l'applicazione e la rimozione del dispositivo ortodontico mobile

- Manipolare con attenzione per evitare la caduta del dispositivo, se cade può rompersi, nel caso questo avvenga rivolgersi al proprio dentista, evitando riparazioni con materiali tipo cianacrilato.
- Inserire con ambedue le mani la protesi in sito.
- Se si percepiscono dolori o pressioni eccessive, rimuovere e correggere il piano di inserzione.
- Disinserire la protesi con ambedue le mani
- La protesi è inserita correttamente quando risulta stabile e tutti i denti "combaciano" perfettamente (articolazione corretta).

Prodotti consigliati per la pulizia e manutenzione

Utilizzo di spazzolini a setole morbide, scovolini negli spazi interdentali e dentifrici a bassa granulometria.

Note particolari per la eventuale attivazione

Evitare di forzare durante la masticazione. Rivolgersi al proprio dentista ad ogni minimo sentore di modificazioni nella stabilità od integrità del dispositivo.

Materiali utilizzati

Materiale - Produttore		Prodotto - Lotto n°	
Disco fresafila in Resina PMMA o Composita		Nessuna	
Disco fresafila in Resina Poliuretantica		Nessuna	
Disco fresafila in BioHPP (PEEK)		Nessuna	

Eventuale presenza di sostanze CMR/interferenti endocrini (T=tossico, M=mutageno, C=cancerogeno)

Materiale - Produttore	Prodotto	CMR

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI D'USO ALLEGATE.



Per l' UTILIZZATORE FINALE : Eseguire lo smaltimento del dispositivo medico nel rifiuto secco e del suo imballo scondo legge (D.L.vo 116/20) e regolamenti comunali

Per il PRESCRIVENTE:



Queste istruzioni d'uso sono parte integrante del Dispositivo Medico Su Misura lotto n° : **2J4D7C5D8**

Regolari controlli del Vostro medico sono indispensabili per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'uso

ATTENZIONE AVVISARE URGENTEMENTE IL PROPRIO MEDICO ODONTOIATRA O IL MEDICO DI BASE SE CI FOSSERO COMPROVATE ALLERGIE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.