

## ISTRUZIONI D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE DI DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA (DMSM) : **PROTESI FISSA**

**Descrizione del dispositivo :**

CORONA METALLO CERAMICASUL 26

**Identificativo paziente :**

**REFOSCO ROBERTA**

**Identificazione del dispositivo (Lotto n°)**



Il dispositivo fornito è stato sviluppato e prodotto per assicurare la massima funzionalità, confortevolezza, sicurezza ed azione in funzione delle caratteristiche del caso specifico e compatibilmente con l'attuale sviluppo tecnologico. Come per tutti i tipi di dispositivo medico dentale, esistono alcune regole basilari da seguire, per proteggere ed accrescere la qualità delle Vostre funzioni masticatorie.

1. è necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro della protesi;
2. eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste e la corretta, se prevista, rimozione e applicazione nonché attivazione della stessa secondo le indicazioni ricevute;
3. eseguire i controlli periodici (ogni sei mesi, un anno massimo ...) così come previsto anche dal medico;
4. utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati;
5. nel caso di percezione di un problema, rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia.

Risulta pertanto essenziale riconoscere la VOSTRA RESPONSABILITA' NEL SEGUIRE CORRETTE NORME DI UTILIZZO, COSI' COME I SUGGERIMENTI DEL VOSTRO MEDICO E QUELLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI D'USO.

Eventuali effetti collaterali non desiderati

- In un lavoro in resina o composito o fotopolimerizzabile potrebbero verificarsi decolorazioni, in tal caso rivolgersi al medico.
- Se si riscontra una usura eccessiva ed anomala dei materiali, rivolgersi al proprio medico.
- Con taluni materiali potrebbero verificarsi effetti estetici indesiderati in particolari condizioni di luminosità
- Per effetti collaterali non contemplati rivolgersi immediatamente al proprio medico per una verifica dei disturbi.

**Prodotti consigliati per la pulizia e manutenzione**

Utilizzo di spazzolini a setole morbide, scovolini negli spazi interdentali e dentifrici a bassa granulometria

**Note particolari per la eventuale attivazione**

Una non corretta igiene orale favorisce l'invecchiamento del dispositivo e la decolorazione della parte estetica.

**Materiali utilizzati**

Materiale - Produttore	Prodotto - Lotto n°		
Lega Metallica			
Opaco ceramica			
Massa ceramica Smalti, Trasparenti e Traslucenti		Nessuna	
Massa ceramica Dentina e Dentina cromatica		Nessuna	
Ceramica Dentina, dentina cromatica e modificatore		Nessuna	
Massa ceramica gengivale		Nessuna	
Stain per ceramica		Nessuna	
Glasure per ceramica		Nessuna	

**Eventuale presenza di sostanze CMR/interferenti endocrini (T=tossico, M=mutageno, C=cancerogeno)**

Materiale - Produttore	Prodotto	CMR

**SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI D'USO ALLEGATE.**



**Per l' UTILIZZATORE FINALE :** Eseguire lo smaltimento del dispositivo medico nel rifiuto secco e del suo imballo scondo legge (D.L.vo 116/20) e regolamenti comunali

**Per il PRESCRIVENTE:**



Queste istruzioni d'uso sono parte integrante del Dispositivo Medico Su Misura lotto n° : **7G9I3J8C1**

***Regolari controlli del Vostro medico sono indispensabili per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'uso***

**ATTENZIONE AVVISARE URGENTEMENTE IL PROPRIO MEDICO ODONTOIATRA O IL MEDICO DI BASE SE CI FOSSERO COMPROVATE ALLERGIE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.**