

## ISTRUZIONI D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE DI DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA (DMSM) : **PROTESI FISSA**

### Descrizione del dispositivo :

PONTE ZIRCONIO CERAMIZZATO SU 14 15 16

### Identificativo paziente :

**BARBIERI PAOLA**

### Identificazione del dispositivo (Lotto n°)



Il dispositivo fornito è stato sviluppato e prodotto per assicurare la massima funzionalità, confortevolezza, sicurezza ed azione in funzione delle caratteristiche del caso specifico e compatibilmente con l'attuale sviluppo tecnologico. Come per tutti i tipi di dispositivo medico dentale, esistono alcune regole basilari da seguire, per proteggere ed accrescere la qualità delle Vostre funzioni masticatorie.

1. è necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro della protesi;
2. eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste e la corretta, se prevista, rimozione e applicazione nonché attivazione della stessa secondo le indicazioni ricevute;
3. eseguire i controlli periodici (ogni sei mesi, un anno massimo ...) così come previsto anche dal medico;
4. utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati;
5. nel caso di percezione di un problema, rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia.

Risulta pertanto essenziale riconoscere la VOSTRA RESPONSABILITA' NEL SEGUIRE CORRETTE NORME DI UTILIZZO, COSI' COME I SUGGERIMENTI DEL VOSTRO MEDICO E QUELLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI D'USO.

Eventuali effetti collaterali non desiderati

- In un lavoro in resina o composito o fotopolimerizzabile potrebbero verificarsi decolorazioni, in tal caso rivolgersi al medico.
- Se si riscontra una usura eccessiva ed anomala dei materiali, rivolgersi al proprio medico.
- Con taluni materiali potrebbero verificarsi effetti estetici indesiderati in particolari condizioni di luminosità
- Per effetti collaterali non contemplati rivolgersi immediatamente al proprio medico per una verifica dei disturbi.

**Prodotti consigliati per la pulizia e manutenzione**

Utilizzo di spazzolini a setole morbide, scovolini negli spazi interdentali e dentifrici a bassa granulometria

**Note particolari per la eventuale attivazione**

Una non corretta igiene orale favorisce l'invecchiamento del dispositivo e la decolorazione della parte estetica.

**Materiali utilizzati**

| Materiale - Produttore                             |  | Prodotto - Lotto n° |  |
|--|--|---------------------|--|
| Disco fresabile in Zirconia pre-sinterizzata       |  | Nessuna             |  |
| Massa ceramica Smalti, Trasparenti e Traslucenti   |  | Nessuna             |  |
| Massa ceramica Dentina e Dentina cromatica         |  | Nessuna             |  |
| Ceramica Dentina, dentina cromatica e modificatore |  | Nessuna             |  |
| Massa ceramica gengivale                           |  | Nessuna             |  |
| Stain per ceramica                                 |  | Nessuna             |  |
| Glasure per ceramica                               |  | Nessuna             |  |

**Eventuale presenza di sostanze CMR/interferenti endocrini (T=tossico, M=mutageno, C=cancerogeno)**

| Materiale - Produttore | Prodotto | CMR |
|------------------------|----------|-----|
|                        |          |     |

**SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI D'USO ALLEGATE.**



**Per l'UTILIZZATORE FINALE** : Eseguire lo smaltimento del dispositivo medico nel rifiuto secco e del suo imballo scondo legge (D.L.vo 116/20) e regolamenti comunali

**Per il PRESCRIVENTE:**



Queste istruzioni d'uso sono parte integrante del Dispositivo Medico Su Misura lotto n° : **4D9G5C9B8**

**Regolari controlli del Vostro medico sono indispensabili per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'uso**

**ATTENZIONE AVVISARE URGENTEMENTE IL PROPRIO MEDICO ODONTOIATRA O IL MEDICO DI BASE SE CI FOSSERO COMPROVATE ALLERGIE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.**