

ISTRUZIONI D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE DI DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA (DMSM) : **PROTESI FISSA**

Descrizione del dispositivo :

APPOGGI PER PONTE CIRCOLARE SU IM. (CAPPE RICHMOND) SU 43 E 33
TORONTO SUP DA 16 A 27 ED INF DA 37 A 47 IN ZIRCONIO

Identificativo paziente :

GRASELLI ADRIANO

Identificazione del dispositivo (Lotto n°)









Il dispositivo fornito è stato sviluppato e prodotto per assicurare la massima funzionalità, confortevolezza, sicurezza ed azione in funzione delle caratteristiche del caso specifico e compatibilmente con l'attuale sviluppo tecnologico. Come per tutti i tipi di dispositivo medico dentale, esistono alcune regole basilari da seguire, per proteggere ed accrescere la qualità delle Vostre funzioni masticatorie.

1. è necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro della protesi;
2. eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste e la corretta, se prevista, rimozione e applicazione nonché attivazione della stessa secondo le indicazioni ricevute;
3. eseguire i controlli periodici (ogni sei mesi, un anno massimo ..) così come previsto anche dal medico;
4. utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati;
5. nel caso di percezione di un problema, rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia.

Risulta pertanto essenziale riconoscere la VOSTRA RESPONSABILITA' NEL SEGUIRE CORRETTE NORME DI UTILIZZO, COSI' COME I SUGGERIMENTI DEL VOSTRO MEDICO E QUELLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI D'USO.

Eventuali effetti collaterali non desiderati

- In un lavoro in resina o composito o fotopolimerizzabile potrebbero verificarsi decolorazioni, in tal caso rivolgersi al medico.
- Se si riscontra una usura eccessiva ed anomala dei materiali, rivolgersi al proprio medico.
- Con taluni materiali potrebbero verificarsi effetti estetici indesiderati in particolari condizioni di luminosità
- Per effetti collaterali non contemplati rivolgersi immediatamente al proprio medico per una verifica dei disturbi.

Prodotti consigliati per la pulizia e manutenzione Utilizzo di spazzolini a setole morbide, scovolini negli spazi interdentali e dentifrici a bassa granulometria			
Note particolari per la eventuale attivazione Una non corretta igiene orale favorisce l'invecchiamento del dispositivo e la decolorazione della parte estetica.			
Materiali utilizzati			
Materiale - Produttore		Prodotto - Lotto n°	
Lega Metallica			
Cemento per attacchi		Nessuna	
Denti prefabbricati		Nessuna	
Disco fresabile in Zirconia pre-sinterizzata		Nessuna	
Stain per ceramica		Nessuna	
Glasure per ceramica		Nessuna	
Resina autopolimerizzante			
Eventuale presenza di sostanze CMR/interferenti endocrini (T=tossico, M=mutageno, C=cancerogeno)			
Materiale - Produttore		Prodotto	CMR
SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI D'USO ALLEGATE.		  	
 Per l' UTILIZZATORE FINALE : Eseguire lo smaltimento del dispositivo medico nel rifiuto secco e del suo imballo scondo legge (D.L.vo 116/20) e regolamenti comunali			
Per il PRESCRIVENTE:  			
Queste istruzioni d'uso sono parte integrante del Dispositivo Medico Su Misura lotto n° : 3D2F3G4I5			
Regolari controlli del Vostro medico sono indispensabili per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'uso			
ATTENZIONE AVVISARE URGENTEMENTE IL PROPRIO MEDICO ODONTOIATRA O IL MEDICO DI BASE SE CI FOSSERO COMPROVATE ALLERGIE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.			