

ISTRUZIONI D'USO PER L'UTILIZZATORE FINALE DI DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA (DMSM) : **RIPARAZIONE PROTESI**

Descrizione del dispositivo :

RIBASATURE E RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DENTI

Identificativo paziente :

DAL PEZZO ALBINA 1

Identificazione del dispositivo (Lotto n°)



Il dispositivo fornitole è stato sviluppato e prodotto per assicurare la massima funzionalità, confortevolezza, sicurezza ed azione in funzione delle caratteristiche del caso specifico e compatibilmente con l'attuale sviluppo tecnologico. Come per tutti i tipi di dispositivo medico dentale, esistono alcune regole basilari da seguire, per proteggere ed accrescere la qualità delle Vostre funzioni masticatorie.

1. E' necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro della protesi;
2. Eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste e la corretta, se prevista, rimozione e applicazione nonché attivazione della stessa secondo le indicazioni ricevute;
3. Eseguire i controlli periodici (almeno una volta l'anno) così come previsto anche dal medico;
4. Utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati;
5. Nel caso di percezione di un problema, rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia.

Risulta pertanto essenziale riconoscere la VOSTRA RESPONSABILITA' NEL SEGUIRE CORRETTE NORME DI UTILIZZO, COSI' COME I SUGGERIMENTI DEL VOSTRO MEDICO E QUELLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI D'USO.

Eventuali effetti collaterali non desiderati

- In un lavoro in resina o composito possono verificarsi decolorazioni, in tal caso rivolgersi al medico.
- Se si riscontra una usura eccessiva ed anomala dei materiali, rivolgersi al proprio medico.
- Con taluni materiali potrebbero verificarsi effetti estetici indesiderati in particolari condizioni di luminosità
- Con protesi mobili possono manifestare decubiti; in tal caso sarà necessario un pronto ricontrollo medico.
- Predisporre al fatto che con protesi totali si potrebbero manifestare sintomi di rigetto.
- Per effetti collaterali non contemplati rivolgersi immediatamente al proprio medico per una verifica dei disturbi.

Avvertenze per l'applicazione e rimozione della parte rimovibile

- Manipolare con attenzione per evitare la caduta del dispositivo, se cade può rompersi, nel caso questo avvenga rivolgersi al proprio dentista evitando riparazioni con materiali di tipo cianacrilato.
- Assicurarsi di inserire la protesi superiore nell'arcata superiore e quella inferiore nell'arcata inferiore.
- Inserire con ambedue le mani la protesi in sito, se si tratta di protesi con ganci premere alternativamente sugli stessi sino all'inserimento della protesi, secondo la sequenza riportata di seguito
- Se si percepiscono dolori o pressioni eccessive, rimuovere e correggere il piano di inserzione.
- Disinserire la protesi con ambedue le mani, se con ganci, seguendo una procedura inversa rispetto a quella riportata per l'inserzione.
- La protesi è inserita correttamente quando risulta stabile e tutti i denti "combaciano" perfettamente.
- Evitare qualsiasi intervento sul dispositivo senza interpellare il medico.
- Evitare di serrare i denti per inserire o posizionare il dispositivo.

Prodotti consigliati per la pulizia e manutenzione

Utilizzare convenzionali prodotti per l'igiene orale e settimanalmente utilizzare pastiglie effervescenti ad effetto sterilizzante.

Note particolari per la eventuale attivazione

Rimuovere il dispositivo durante la notte per ridurre gli effetti del bruxismo. Una non corretta igiene favorisce l'invecchiamento del dispositivo e la decolorazione della parte estetica.

Materiali utilizzati

Materiale - Produttore

Prodotto - Lotto n°

Resina autopolimerizzante

Resina autopolimerizzante

Eventuale presenza di sostanze CMR/interferenti endocrini (T=tossico, M=mutageno, C=cancerogeno)

Materiale - Produttore

Prodotto

CMR

**SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI
D'USO ALLEGATE.**



Per l' UTILIZZATORE FINALE : Eseguire lo smaltimento del dispositivo medico nel rifiuto secco e del suo imballo scondo legge (D.L.vo 116/20) e regolamenti comunali

Per il PRESCRIVENTE:



Queste istruzioni d'uso sono parte integrante del Dispositivo Medico Su Misura lotto n° : **1D1D4F8B7**

Regolari controlli del Vostro medico sono indispensabili per assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'uso

**ATTENZIONE AVVISARE URGENTEMENTE IL PROPRIO MEDICO ODONTOIATRA O IL MEDICO DI BASE SE CI FOSSERO
COMPROVATE ALLERGIE ALLE MATERIE PRIME UTILIZZATE.**